


# DARMKREBSVORSORGE

## Anleitung zur Gewinnung einer Stuhlprobe zur Darmkrebsvorsorge

Bitte sammeln Sie den **Stuhl** wie folgt:

- 1** Beschriften Sie vorab mit Hilfe des Aufklebers das Probenröhrchen mit Ihrem Namen, Geburtsdatum und dem Entnahmedatum!



- 2** Öffnen Sie das Stuhlentnahmegefäß durch Drehen des gelben Deckels und ziehen Sie damit den gelben Abnahmestab heraus. Der blaue Verschluss darf nicht geöffnet werden. Die Flüssigkeit muss im Röhrchen verbleiben.




Stuhlprobenröhrchen

- 3** Den gelben Abnahmestab nacheinander an drei verschiedenen Stellen der Stuhlprobe einstecken, um die Rillen des Dosierstabes mit Material zu füllen. Es müssen alle Rillen gefüllt sein, um die korrekte Stuhlmenge für die Untersuchung zu erhalten.



## Nach dem Sammeln

- Den Abnahmestab wieder in das Probenröhrchen einsetzen und durch Drehen den Klickverschluss verschließen. Überschüssiger Stuhl wird beim Zurückstecken im blauen Konus automatisch abgestreift.



Achtung! Die in den Rillen befindliche Stuhlmenge reicht für die Untersuchung aus. Versuchen Sie nicht mehr Stuhl einzufüllen!

- Stecken Sie das beschriftete und verschlossene Probenröhrchen in eine verschließbare Plastiktüte und geben Sie die Probe zeitnah wieder bei ihrem Arzt ab!